



KHẨU TRANG Y TẾ
XANH 3 LỚP
 LỌC BỤI - LỌC KHUẨN HIỆU QUẢ
 CHẤT LƯỢNG CHUẨN Y TẾ
 3 LỚP | 50 cái/pcs
 BÔNG BẠCH TUYẾT

CÔNG DỤNG
 Với màng vải không dệt 100% PP, không pha tạp chất (bột đá) cùng lớp vi lọc không thấm nước chuẩn y tế giúp đạt hiệu quả lọc bụi mịn (*) và một số vi khuẩn gây hại.
 (*): Bụi mịn có kích thước > kích thước hạt sương đọng (0.2 µm - 0.4 µm)

BẢO QUẢN
 Bảo quản nơi khô ráo, vệ sinh. Tránh xa khu vực có lửa hoặc có nguy cơ bắt lửa.

LƯU Ý
 Tránh xa tầm tay trẻ em. Sản phẩm sử dụng 1 lần.



Mã SP/Item No: KT-12309
 TC/Quality Standard: TCCS 06:2020/BBT
 NSX/MFG: Xem trên bao bì/On pack
 HSD/EXP: 05 năm kể từ NSX/05 years from MFG. date
 Xuất Xứ Việt Nam/Made in Vietnam



**ASTM F2100-LEVEL 3
 EN 14683**

**SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ SỞ Y TẾ
 THEO SỐ ĐĂNG KÝ
 210000353/PCBA-HCM**

CE ISO 9001:2015 ISO 13485

KHẨU TRANG Y TẾ
XANH 3 LỚP
 LỌC BỤI - LỌC KHUẨN HIỆU QUẢ
 CHẤT LƯỢNG CHUẨN Y TẾ

BÔNG BẠCH TUYẾT

3 LỚP | 50 cái/pcs



KHẨU TRANG Y TẾ
XANH 3 LỚP

THÀNH PHẦN - CHỨC NĂNG

- Lớp vải không dệt giảm tác động ánh nắng mặt trời và lọc bụi ở kích thước vừa phải.
- Lớp vi lọc thu giữ bụi mịn, lọc khuẩn, ngăn giọt bắn.
- Lớp màng 100% Polypropylene hạn chế bong rộp, không gây kích ứng da.
- Dây đeo đàn hồi không gây đau tai.
- Thanh nẹp mũi bằng nhựa giúp định hình khẩu trang khi đeo mà không gây hấn da.

Khẩu trang BBT 3 lớp xanh (50 cái/hộp)