

HÌNH ẢNH TRỊ LIỆU




Tổn thương mạch máu



Triệt lông



Giãn mao mạch



Tổn thương sắc tố



Hà Nội. Tầng 9, số 381 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel. 0243 2222 528 - 0243 2222 529

Chi nhánh TPHCM. Số 16 Hoa Phượng, Phường 2, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Tel. 028 38688 374

www.thietbithammyhatech.vn

Hotline. 1900 636 183 - 033 645 1818



Gold of Laser

HYPERION

New long pulse

Tiêu chuẩn vàng của chế độ xung dài
Long Pulse Nd : YAG Laser (1064nm)

Gold of Laser

HYPERION

New long pulse

Hyperion đạt tiêu chuẩn FDA K132286 được phát triển bởi đội ngũ giáo sư hàng đầu thế giới

Chùm tia Flat-top được tăng cường độ ổn định và đồng nhất, mang lại hiệu quả điều trị cao, giảm tác dụng phụ. Đường kính sợi cáp lớn gấp đôi các dòng thiết bị khác

Nguyên lý trị liệu

Hyperion là thiết bị Laser Nd:YAG xung dài phát ra chùm tia laser ở bước sóng 1064nm. Đây là thiết bị có khả năng phát xung dài độc nhất, cung cấp mức năng lượng đầu ra lên tới 80J.

Màn hình cảm ứng dễ dàng sử dụng cho phép người dùng điều chỉnh độ rộng xung và tần số từ 0.3ms đến 300ms và spot size tia có thể điều chỉnh từ 2mm đến 20mm, làm phương pháp trị liệu trở nên linh hoạt hơn, phù hợp mọi loại da và mức độ nhạy cảm của từng bệnh nhân

Giải pháp chuyên nghiệp và hiệu quả nhất dành cho điều trị tổn thương mạch máu, triệt lông và điều trị tổn thương sắc tố

ƯU ĐIỂM

1

Tần số linh hoạt

Công nghệ Hyperion có thể điều chỉnh linh hoạt tần số và mức năng lượng đầu ra để phù hợp với tình trạng giãn mao mạch của mỗi khách hàng.

Từ đó có phác đồ điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân.

2

Thời gian nhanh chóng

Thời gian điều trị nhanh, không gây xâm lấn hay đau rát cho da như các công nghệ điều trị cũ.

Sau điều trị khách hàng không cần nghỉ dưỡng.

3

Đa dạng đầu điều trị

Có tới tận 3 đầu trị liệu có thể thay thế linh hoạt làm đa dạng hóa phạm vi trị liệu từ triệt lông tới trẻ hóa từ sâu bên trong mô tế bào

Đảm bảo độ an toàn và chính xác cao.

4

Đa tác dụng



Hỗ trợ điều trị chuyên sâu, thời gian rút ngắn, chính xác, an toàn cao, tích hợp khắc phục nhiều vấn đề của da trong cùng một lúc, không cần thời gian nghỉ dưỡng chính là những điểm vượt trội của công nghệ laser xung dài so với các công nghệ khác.



PHẠM VI TRỊ LIỆU

- Tổn thương mạch máu
- Triệt lông
- Điều trị tổn thương sắc tố
- Giãn mao mạch
- U máu
- Nấm móng chân tay

Chùm tia



Đầu trị liệu



Ø 15, 18, 20mm



Ø 7, 10, 12mm



Ø 2, 3, 5mm