



Mã số/ Code: DV230510.15/02

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ TEST RESULT

I. THÔNG TIN CHUNG/ GENERAL INFORMATION

1. Tên Khách hàng/ Customer's Name : CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL
2. Địa chỉ/ Address : Lô I-10-7, Đường D7, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Tên mẫu thử/ Name of Sample : Ống nghiệm chân không lấy máu (loại 6mL)
4. Mô tả mẫu/ Sample Description : Mẫu bao gói kín
5. Ngày nhận mẫu/ Date sample received : 10/05/2023
6. Thời gian lưu mẫu/ Sample retention time : Không có mẫu lưu
7. Ngày thử nghiệm/ Date of test : 10/05/2023-17/05/2023
8. Ngày trả kết quả/ Date of issue : 17/05/2023

II. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ RESULT TABLE

| STT No. | Chỉ tiêu Parameter(s) | Đơn vị Unit | Kết quả Result(s) | Phương pháp thử Test Method |
|---------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | Dung tích danh nghĩa | mL | 6 ± 0,4 | ISO 6710:2017 |
| 2 | Kiểm tra rò rỉ | - | Không rò rỉ | ISO 6710:2017 |

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
 QC Manager

VŨ THỊ KIM THANH

VIỆN TRƯỞNG
 DIRECTOR



TRỊNH CÔNG SƠN

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/ Test result in this test report are valid only for the items tested.
- Không được trích dẫn một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định Chất lượng VNTEST/ This report will not be reproduced except in full, without approval of VNTEST.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ Name of sample and customer are written as customer's request.
- Các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017 đánh dấu (*), thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (**)/ Items are accredited by ISO/IEC 17025:2017 (*), Items are tested by subcontractor (**).
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết hạn lưu mẫu theo quy định/ Do not receive complaints in the absence of retention samples or the prescribed retention of samples expired.



Mã số/ Code: DV230510.15/01

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ TEST RESULT

I. THÔNG TIN CHUNG/ GENERAL INFORMATION

1. Tên Khách hàng/
Customer's Name : CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL
2. Địa chỉ/
Address : Lô I-10-7, Đường D7, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Tên mẫu thử/
Name of Sample : Ống nghiệm lấy máu (loại 2mL)
4. Mô tả mẫu/
Sample Description : Mẫu bao gói kín
5. Ngày nhận mẫu/
Date sample received : 10/05/2023
6. Thời gian lưu mẫu/
Sample retention time : Không có mẫu lưu
7. Ngày thử nghiệm/
Date of test : 10/05/2023-17/05/2023
8. Ngày trả kết quả/
Date of issue : 17/05/2023

II. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ RESULT TABLE

| STT <i>No.</i> | Chỉ tiêu <i>Parameter(s)</i> | Đơn vị <i>Unit</i> | Kết quả <i>Result(s)</i> | Phương pháp thử <i>Test Method</i> |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Dung tích danh nghĩa | mL | 2 ± 0,1 | ISO 6710:2017 |
| 2 | Kiểm tra rò rỉ | - | Không rò rỉ | ISO 6710:2017 |

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
QC Manager

VŨ THỊ KIM THANH

VIỆN TRƯỞNG
DIRECTOR



TRỊNH CÔNG SƠN

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/ Test result in this test report are valid only for the items tested.
- Không được trích dẫn một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định Chất lượng VNTEST/ This report will not be reproduced except in full, without approval of VNTEST.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ Name of sample and customer are written as customer's request.
- Các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017 đánh dấu (*), thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (**)/ Items are accredited by ISO/IEC 17025:2017 (*), Items are tested by subcontractor (**).
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết hạn lưu mẫu theo quy định/ Do not receive complaints in the absence of retention samples or the prescribed retention of samples expired.



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS
147

| | | |
|---|---|--|
| Mã số mẫu/ Sample code BN12304.04143454 MM12304.041434541 | KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 25/04/2023 |
|---|---|--|

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL**
Địa chỉ/ Address : **LÔ I-10-7, ĐƯỜNG D7, KHU CÔNG NGHỆ CAO, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM**
Tên mẫu/ Name of sample : **ỐNG NGHIỆM LÁY MÁU CHÂN KHÔNG**
Số lượng/ Quantity : **1**
Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong bao zip**
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **04/04/2023**
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **24/04/2023**

| STT/ No | Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters | Đơn vị tính/ Unit | Kết quả/ Result | Phương pháp/ Test method |
|------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Độ vô khuẩn | /mẫu | Vi khuẩn: Không phát hiện Nấm: Không phát hiện | Dược Điển Việt Nam V - Phụ lục 13.7 |

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

ThS. Lương Sơn Tùng



Nguyễn Hoàng Ngọc Hân

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH

(☎) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

(☎) 18001105

(☎) (84.28) 3911 7216

(✉) casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

(☎) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

(☎) (84.292) 3918217 - 3918 218

(✉) kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucanthon@case.vn;

ketoancanthon@case.vn

(🌐) case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

(☎) ST1-278, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

(☎) (84.258) 246 5255

(☎) (84.258) 246 5355

(✉) vanphongmien trung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS
147

| | | |
|---|---|--|
| Mã số mẫu/ Sample code BN12304.04143454 MM12304.041434541 | KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 25/04/2023 |
|---|---|--|

Tên khách hàng/ Customer : **WEMBLEY MEDICAL FACTORY JSC**
Địa chỉ/ Address : LOT I-10-7, D7 STREET, SAIGON HI-TECH PARK, LONG THANH MY WARD, THU DUC CITY, HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Tên mẫu/ Name of sample : **VACUUM BLOOD COLLECTION TUBES**
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : Sample contained in zip bag
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : Apr 04, 2023
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : Apr 24, 2023

| STT/ No | Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters | Đơn vị tính/ Unit | Kết quả/ Result | Phương pháp/ Test method |
|------------|-------------------------------------|----------------------|---|---|
| 1 | Sterility Test | /sample | Bacteria: Not detected Fungi: Not detected | Vietnamese Pharmacopoeia V - Annex 13.7 |

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

ThS. Lương Sơn Tùng

TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION



Nguyễn Hoàng Ngọc Hân

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH

[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

[☎] 18001105

[📞] (84.28) 3911 7216

[✉] casehcm@case.vn

CN CÁN THO

[📍] F2 - 67, F2 - 68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218

[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;

ketoancantho@case.vn

[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

[📍] STH27/8, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

[☎] (84.258) 246 5255

[📞] (84.258) 246 5355

[✉] vanphongmien trung@case.vn