



Mã số/ Code: DV220806.01/01

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ TEST RESULT

I. THÔNG TIN CHUNG/ GENERAL INFORMATION

- Tên Khách hàng/ *Customer's Name* : CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMLEY MEDICAL
- Địa chỉ/ *Address* : Lô I-10-7, Đường D7, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tên mẫu thử/ *Name of Sample* : Bông tằm cồn
- Mô tả mẫu/ *Sample Description* : Mẫu bao gói kín
- Ngày nhận mẫu/ *Date sample received* : 06/08/2022
- Thời gian lưu mẫu/ *Sample retention time* : Không có mẫu lưu
- Ngày thử nghiệm/ *Date of test* : 06/08/2022-15/08/2022
- Ngày trả kết quả/ *Date of issue* : 15/08/2022

II. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ RESULT TABLE

STT No.	Chỉ tiêu Parameter(s)	Đơn vị Unit	Kết quả Result(s)	Phương pháp thử Test Method	TCCS 00005:2022/WBM
1	Ngoại quan	-	Sản phẩm nguyên vẹn, không có chấm đen trên bề mặt nào	TCCS 00005:2022/WBM	Sản phẩm nguyên vẹn, không tạp nhiễm. Sản phẩm không có nhiều hơn 2 chấm đen tại vị trí mặt phẳng bất kỳ có thể quan sát bằng mắt và kích thước chấm đen $\leq 0,3 \text{ mm}^2$.
2	Kích thước bao gói				
2.1	Chiều dài	mm	50,7	TCCS 00005:2022/WBM	50 ± 2
2.2	Chiều rộng	mm	50,4	TCCS 00005:2022/WBM	50 ± 2

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/ Test result in this test report are valid only for the items tested.
- Không được trích dẫn một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định Chất lượng VNTEST/ This report will not be reproduced except in full, without approval of VNTEST.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ Name of sample and customer are written as customer's request.
- Các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017 đánh dấu (*), thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (**)/ Items are accredited by ISO/IEC 17025:2017 (*), Items are tested by subcontractor (**).
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết hạn lưu mẫu theo quy định/ Do not receive complaints in the absence of retention samples or the prescribed retention of samples expired.



LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VNTEST

VNTEST INSTITUTE FOR QUALITY TESTING AND INSPECTION

Đc: Số 07, Ngách 168/21, Đường Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.66.86.76.38 – Email: info@vntest.vn – Website: www.vntest.vn



Mã số/ Code: DV220806.01/01

STT No.	Chỉ tiêu Parameter(s)	Đơn vị Unit	Kết quả Result(s)	Phương pháp thử Test Method	TCCS 00005:2022/WBM
3	Kích thước sản phẩm				
3.1	Chiều dài	mm	60,9	TCCS 00005:2022/WBM	60 ± 10%
3.2	Chiều rộng	mm	30,3	TCCS 00005:2022/WBM	30 ± 10%
4	Rò rỉ bao gói	-	Không bị rò rỉ	TCCS 00005:2022/WBM	Bao gói sản phẩm không bị rò rỉ

Ghi chú/ Note:

- TCCS 00005:2022/WBM: Là tiêu chuẩn cơ sở về bông tằm còn do khách hàng cung cấp

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
QC Manager

PHẠM ĐỨC HẢI

VIỆN TRƯỞNG
DIRECTOR



TRẦN TRỊNH CÔNG SƠN



- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/ Test result in this test report are valid only for the items tested.
- Không được trích dẫn một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định Chất lượng VNTEST/ This report will not be reproduced except in full, without approval of VNTEST.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ Name of sample and customer are written as customer's request.
- Các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017 đánh dấu (*), thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (**)/ Items are accredited by ISO/IEC 17025:2017 (*), Items are tested by subcontractor (**).
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết hạn lưu mẫu theo quy định/ Do not receive complaints in the absence of retention samples or the prescribed retention of samples expired.



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN12205.12154316 MM12205.121543161	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM <i>TEST REPORT</i>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 31/05/2022
---	---	--

Tên khách hàng/ *Customer* : **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL**
Địa chỉ/ *Address* : **LÔ I-10-7, ĐƯỜNG D7, KHU CÔNG NGHỆ CAO, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM**
Tên mẫu/ *Name of sample* : **BÔNG TẮM CỒN**
Số lượng/ *Quantity* : **1**
Mô tả mẫu/ *Sample description* : **Mẫu đựng trong bao bì kín.**
Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving* : **12/05/2022**
Ngày hẹn trả KH/ *Date of issue* : **31/05/2022**

STT/ <i>No</i>	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ <i>Parameters</i>	Đơn vị tính/ <i>Unit</i>	Kết quả/ <i>Result</i>	Phương pháp/ <i>Test method</i>
1	Độ vô khuẩn	/mẫu	Vi khuẩn: Không phát hiện Nấm: Không phát hiện	Được Điện Việt Nam V - Phụ lục 13.7

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ *Method is accredited by VILAS.*

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

Th.S Trương Huỳnh Anh Vũ

TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION



Nguyễn Hoàng Ngọc Hân

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH {☎} 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM {☎} 18001105 {☎} (84.28) 3911 7216 {☎} casehcm@case.vn	CN CẦN THƠ {☎} F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC. 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ {☎} (84.292) 3918216 - 217 - 218 {☎} (84.292) 3918219 {☎} support@case.com.vn, casecantho@case.vn	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG {☎} STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa {☎} (84.258) 246 5255 {☎} (84.258) 246 5355 {☎} vanphongmien trung@case.vn
--	---	---