

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM
MST: 0316765196

TÀI LIỆU ĐƯỢC KÝ BẰNG CHỮ KÝ SỐ


Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Giám đốc
Võ Trung Việt (đã ký)


MẪU NHÃN

Tên sản phẩm: Khay thử xét nghiệm công thức máu toàn phần (CBC) và hình thái tế bào bằng phương pháp nhuộm soi tế bào máu. Chủng loại: CBCA Số lưu hành: Chủ sở hữu số lưu hành: CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM. Địa chỉ: 45/90 Bình Tiên, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chủ sở hữu: Noul Co., Ltd., địa chỉ: B-6F, 9F(Room no. 901, 902) 10F, 338, Gwanggyojungang-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16942, Republic of Korea. Xuất xứ: Hàn Quốc Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem trên nhãn gốc Số lô/seri: xem trên nhãn gốc <i>Thông tin về hướng dẫn sử dụng, bảo quản, cảnh báo và các thông tin khác: xem trong hướng dẫn sử dụng kèm theo.</i>

NHÂN GỐC

miLab™ Cartridge BCM

Seal_Top side		
1) Aluminum film	Material:	
2) 40 x 122 (mm)	Size:	
*In the middle, write a LOT number as YYYY-MM-DD		
Seal_Bottom side		
1) Polystyrene	Material:	
2) 30.6 x 80 (mm)	Size:	
Cartridge bottom Assembly label		
1) Material(Barcode Label): Semi-gloss Paper with adhesive	Size:	
2) 23 x 10 (mm)		
Set box label		
1) PP film	Material:	
2) 95 * 35 (mm)	Size:	




Shipping box label

1)
PP film

Material:

2) Size:
100 * 130 (mm)




CS-0216-4F50

miLab™ Cartridge BCM

CBCA

Product Details
 Consult instructions for use.
 Please refer to the document for precautions.







**Importer/Distributor
information**






UDI 표기
· 식별 번호 부여 규칙
(NQP-753-A1) 참고

QTY 200ea/box




SC RDP

MT Promed Consulting GmbH
 Ernst-Heckel-Strasse 7,
 66386 St. Ingbert, Germany