



KHẨU TRANG THAN HOẠT TÍNH TANAPHAR – BẢO VỆ KÉP CHO HỆ HÔ HẤP

Khẩu trang than hoạt tính Tanaphar được thiết kế với hai lớp vải lọc quan trọng, giúp tăng cường khả năng bảo vệ đường hô hấp trong môi trường ô nhiễm.

Lớp than hoạt tính – Lọc khí, khử mùi

Lớp than hoạt tính được chế từ polypropylene có ép than hoạt tính, không độc hại, có tác dụng lọc khí, khử mùi, ngăn bụi, vi khuẩn... Lớp lọc này đặc biệt phù hợp cho môi trường khi tham gia giao thông hàng ngày, tiếp xúc tại nhà xưởng và khu công nghiệp.

Lớp vải lọc Meltblown – Lọc bụi hiệu quả


Lớp Meltblown là lớp vải lọc hiệu quả của khẩu trang, được tạo từ các sợi siêu mịn đan xen dày đặc. Lớp này không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn trong không khí, đồng thời vẫn đảm bảo độ thoáng, không gây bí thở khi sử dụng lâu.


✨ Sự kết hợp giữa lớp vải than hoạt tính và lớp vải lọc (Meltblown) tạo nên bảo vệ kép, giúp khẩu trang không chỉ che chắn mà còn lọc không khí hiệu quả cho nhu cầu hằng ngày.


✨ Giữa lúc không khí ngày càng ô nhiễm, chăm sóc sức khỏe không cần điều gì quá to tát. Đôi khi chỉ bắt đầu từ việc chọn đúng một chiếc khẩu trang phù hợp, để mỗi lần ra đường là một lần an tâm hơn cho chính mình và những người thân yêu.


Tanaphar - Trang thiết bị y tế & Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

 Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

 Hotline: 1900 0388

 Liên hệ quốc tế: +84 968 149 512

 info@tanaphar.com

 <https://tanaphar.com/>



TANAPHAR® | OFFICIAL FANPAGE

BẢO VỆ KÉP CHO HỆ HÔ HẤP



SỨC KHỎE CỦA BẠN - CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số công bố	180000505/PCBA-HN
Đóng gói	Hộp 50 chiếc
Hạn sử dụng	36 tháng kể từ ngày sản xuất
Xuất xứ	Việt Nam
Lưu ý	Chỉ sử dụng một lần
Bảo quản	Nơi khô ráo, thoáng mát
Nhà sản xuất	Công ty Cổ phần Tanaphar Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bình Minh, TP Hà Nội