



## QUE THỬ THAI QUICKTANA – NHẸ NHÀNG CHỜ TIN VUI

Có những khoảnh khắc mà ai cũng mong chờ, nhưng lại đi kèm rất nhiều sự hồi hộp

♥ Với những ai đang chờ, mong ngóng tin vui thì QUE THỬ THAI QUICKTANA (Que thử xét nghiệm định tính HCG – Quicktana) là một công cụ hỗ trợ đơn giản và tiện lợi.

### **Kiểm tra nhanh – dễ thực hiện**

Que thử thai Quicktana giúp phát hiện hormone HCG trong nước tiểu, dấu hiệu sớm của thai kỳ. Chỉ với vài bước thao tác tại nhà, bạn đã có thể chủ động kiểm tra mà không cần đến cơ sở y tế.


### **Kết quả rõ ràng – tiết kiệm thời gian**

Thời gian cho kết quả nhanh, vạch hiển thị rõ, dễ đọc, giúp bạn bớt lo lắng trong những ngày chờ đợi.

### **Riêng tư & tiện lợi**

Sản phẩm phù hợp cho những ai muốn kiểm tra sớm, cần sự kín đáo và thoải mái. Việc chủ động theo dõi cơ thể giúp bạn chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho những bước tiếp theo, dù kết quả ra sao.


Quicktana không thay thế cho thăm khám y tế, nhưng là người bạn đồng hành giúp bạn lắng nghe cơ thể mình rõ hơn trên hành trình chờ đón tin vui ♥♥


 Nếu bạn cần thêm thông tin, đừng ngần ngại nhắn tin cho Tanaphar nhé.


---


### **Tanaphar - Trang thiết bị y tế & Thực phẩm bảo vệ sức khỏe**

 Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

 Hotline: 1900 0388

 Liên hệ quốc tế: +84 968 149 512

 [info@tanaphar.com](mailto:info@tanaphar.com)

 <https://tanaphar.com/>



TANAPHAR® | OFFICIAL FANPAGE

# BIẾT SỚM HƠN. YÊN TÂM HƠN



**ĐƠN GIẢN**



**CHÍNH XÁC**



**NHANH CHÓNG**



SỨC KHOẺ CỦA BẠN - CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số công bố	220000711/PCBB-BYT
Đóng gói	Sản phẩm được đóng trong túi nhôm hàn kín.
Hạn sử dụng	30 tháng kể từ ngày sản xuất
Xuất xứ	Việt Nam
Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"><li>Không sử dụng sản phẩm đã lấy ra khỏi túi nhôm quá 10 phút</li><li>Không sử dụng khi túi nhôm bị rách, hở</li><li>Sản phẩm chỉ sử dụng một lần và cho một xét nghiệm</li></ul>
Bảo quản	Bảo quản ở nhiệt độ phòng (4°C- 30°C) Tránh ánh nắng
Nhà sản xuất	Công ty Cổ phần Tanaphar Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bình Minh, TP Hà Nội