

Xin Chào



Sản phẩm tin cậy

embecta™

Diện mạo mới

Tên BHYT: Kim bút

Chủng loại: Ultra-Fine™ PRO Pen Needles

Mã sản phẩm: 320566 hoặc 320571

Hãng sản xuất, nước sản xuất: Công ty embecta Penel Limited, Ai-len

Số lưu hành: 250001701/PCBB-HCM


Chủ sở hữu số lưu hành: CÔNG TY TNHH EMBECTA VIỆT NAM, M – Building, Số 9, Đường 8, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản: xem hướng dẫn sử dụng đi kèm và hoặc nhãn sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết



QUÉT MÃ
ĐỂ TÌM HIỂU THÊM
www.embecta.com/vn/en-gb

Kim bút - Ultra-Fine PRO™ có thiết kế đốc kim tràn viền, giúp phân tán lực ấn, giảm thiểu rủi ro tiêm nếu bệnh nhân ấn kim quá mạnh^{1*}



**Kim bút - Ultra-Fine PRO™
có thể giảm rủi ro tiêm sâu vào cơ**

2-8x

So với các loại kim bút 4mm thông thường khác

* Nghiên cứu sử dụng mô hình xác suất in-silico về độ sâu đâm kim cho kim bút có đầu kim 4mm và phép đo độ dày mô trung bình của con người trên nhiều lực tiêm và vị trí tiêm được khuyến nghị, kết hợp theo giới tính và BMI.

*Tên BHYT: Kim bút *Chủng loại: Ultra-Fine™ PRO Pen Needles *Mã sản phẩm: 320566 hoặc 320571


*Hãng sản xuất, nước sản xuất: Công ty embecta Penel Limited, Ai-len *Số lưu hành: 250001701/PCBB-HCM

*Chủ sở hữu số lưu hành: CÔNG TY TNHH EMBECTA VIỆT NAM, M – Building, Số 9, Đường 8, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

*Thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản: xem hướng dẫn sử dụng đi kèm và hoặc nhãn sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết


**Kim bút - Ultra-Fine PRO™
thiết kế để kim độc đáo: Nâng tầm trải nghiệm tiêm insulin^{4,5*}**

**CÁC CHUYÊN GIA KHUYẾN NGHỊ KIM BÚT 4MM X 32G
VỚI NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH SAU²**



Thiết kế để kim độc đáo

Giúp đảm bảo độ sâu tiêm 4mm luôn nhất quán²




Đầu kim 5 mặt vát

Cho thao tác tiêm nhẹ nhàng hơn²



Thiết kế tiện dụng

Giúp dễ dàng sử dụng trong xuyên suốt quá trình sử dụng³



Công nghệ thành kim siêu mỏng

Giúp tăng lưu lượng insulin và giảm lực tiêm, bệnh nhân an tâm tiêm đủ liều thuốc 2



✓ Sản phẩm quen thuộc bạn tin dùng

✓ Điện mạo hoàn toàn mới

