

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX MINI-003	2004	K-File/K型锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	2005	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	2505	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	3005	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	3006	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
E-FLEX MINI-004	2006	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	3006	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
E-FLEX	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	4	10	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
MINI-005	2004	K-File/K 型锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
E-FLEX MINI-006	1708	K-Reamer/K 型扩孔锉	4	10	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
E-FLEX MINI-007	3006	K-Reamer/K 型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔锉	4	10	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	4
	2004	K-File/K 型锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	6
E-FLEX MINI-009	3004	K-Reamer/K 型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	6
	2004	K-File/K 型锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
E-FLEX MINI-011	3004	K-Reamer/K 型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX MINI-013	3006	K-Reamer/K 型扩孔钻	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread/ 右螺纹	6
E-STYLE GOLD	2513	K-Reamer/K 型扩孔钻	6	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread/ 右螺纹	1
	12.503	H-Double helix file/双螺旋 型H钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread/ 右螺纹	1
	1704v	H-Double helix file/双螺旋 型H钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread/ 右螺纹	1
	2505	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread/ 右螺纹	1
	12.503	H-Double helix file/双螺旋 型H钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread/ 右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K 型扩孔钻	11	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread/ 右螺纹	1
E-STYLE Blue	4503	K-Reamer/K 型扩孔钻	11	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread/ 右螺纹	1
	6003	K-Reamer/K 型扩孔钻	7	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread/ 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread/ 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-017	2004	E-File/K 型锉	10	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread/ 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread/ 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-018	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread/ 右螺纹	1
	1503	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread/ 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length (mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-021	2004	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1504	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX GOLD-032	1506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity	
00LD-053	2006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	2506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	3006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	3506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	1902	K-File/K 型铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	1902	K-File/K 型铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
E-FILE 00LD-054	1506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	2506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	3504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	1705	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	1506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
E-FILE 00LD-052	2006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	2506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	3006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	3506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
				16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
				16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-086	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1902	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-087	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1902	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-092	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1902	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-093	2506	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1902	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-094	2506	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-095	1708	K-Reamer/K 型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific station	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length (mm)	操作长度 Operative part length (mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-228	1602	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1902	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-234	1704	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	6
	1704	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	6
		K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-256	1902	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-257	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1902	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length (mm)	操作长度 Operative part length (mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-258	2004	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1902	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1302	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX GOLD-299	1602	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX GOLD-300	1902	K-File/K型锉	16	28	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	28	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-301	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	28	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	28	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	28	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1302	K-File/K 型铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K 型铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-311	1902	K-File/K 型铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-312	1708	K-Reamer/K 型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1902	K-File/K 型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-313	2004	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1902	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2604	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX GOLD-340	4004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1504	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX GOLD-341	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shenk color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-385	1708	K-Reamer/K 型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1602	K-File/K 型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1504	K-File/K 型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K 型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1602	K-File/K 型铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1504	K-File/K 型铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX GOLD-386	3504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	4004	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1505	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1505	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K 型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K 型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FILE GOLD-387	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1503	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FILE GOLD-389	2004	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	33	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-391	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1902	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX GOLD-394	1602	K-File/K型铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1504	K-File/K型铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
GOLD-395	1902	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right threads/右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread/右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FILE GOLD-396	1902	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FILE GOLD-397	3504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	4004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-398	4006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	4004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-400	4006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1503	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-401	3004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1502	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instrument's Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-402	2004	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1502	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1804	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX GOLD-405	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1302	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1602	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-406	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-001	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K型铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-003	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K型铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-010	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-012	3506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-032	3006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-073	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1604	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1302	K-File/K型铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-079	1302	K-File/K型铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1602	K-File/K型铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1602	K-File/K型铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1602	K-File/K型铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
BLUE-107	1503	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1602	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-211	1902	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-257	1503	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1506	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-256	3006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1302	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1902	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-274	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1304	K-File/K 型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1304	K-File/K 型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length (mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-282	1504	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-289	1504	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-290	1506	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3006	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-297	1506	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3006	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-304	1506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-307	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	4004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-308	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K 型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-310	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2505	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K 型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-311	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K 型铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-312	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific action	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-317	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2804	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2604	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-318	2004	K-File/K 型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
BLUE-322	1504	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX BLUE-324	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2505	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX BLUE-325	2004	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1505	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1505	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX BLUE-326	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-327	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1602	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-331	1503	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
BLUE-332	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-333	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-334	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instrument Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
BLUE-335	1503	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Resawer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Resawer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1602	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1602	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1902	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1902	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1503	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
P-FILE BLUE-336	1503	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Resawer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Resawer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Resawer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Resawer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Resawer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Resawer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Resawer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-338	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1602	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1602	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1602	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1902	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1902	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1902	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1902	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX BLUE-339	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1303	K-File/K型铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX BLUE-343	3004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1602	K-File/K型铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1504	K-File/K型铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
2004	K-File/K型铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1	

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FILE BLUE-345	2604	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-File/K 型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FILE BLUE-350	1708	K-Reamer/K 型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1902	K-File/K 型铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1506	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3006	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FILE BLUE-352	1708	K-Reamer/K 型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX-006	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	1902	K-File/K型铰	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX-008	3006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	1504	K-File/K型铰	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-010	1504	K-File/K型铰	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-011	2004	K-File/K型铰	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-013	2004	K-File/K型铰	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-014	2504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-016	2504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-017	3004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-019	3004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-020	3504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-022	3504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-023	1506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX-024	1506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-025	1506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-026	2006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-027	2006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-028	2006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-029	2506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-031	2506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-032	3006	K-Reamer/E 型扩孔钻	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-033	3006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-034	3006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-035	3506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-036	3506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-037	3506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX-038	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX-039	1902	K-File/K 型锉	16	26	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX-041	2504	K-Reamer/K 泵扩孔钻	16	26	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX-042	2504	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX-047	2506	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX-049	1902	K-File/K型锉	16	26	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	3
E-FLEX-050	2004	K-File/K型锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX-051	2501	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX-054	3004	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX-057	1902	K-File/K型锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	6
	1708	K-Reamer/K型扩孔钻	12	19	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	1902	K-File/K型锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔钻	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX-058	3004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	1902	K-File/K 型锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K 型锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX-087	3004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	4
	1302	K-File/K 型锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX-101	1602	K-File/K 型锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	5
	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	2
E-FLEX GOLD-013	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	2
	2506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	2
	1904v	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1303	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-022	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-023	3004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1904v	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-024	4004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	5004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1002	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	6
	1502	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	6
	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	6
	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX GOLD-061	2005	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
	1506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-059	3506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX GOLD-058	3504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX GOLD-057	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX GOLD-056	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX GOLD-055	1504	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX GOLD-053	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX GOLD-067	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX GOLD-069	1902	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX GOLD-073	2004	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX GOLD-075	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX GOLD-076	2006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX GOLD-103	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX	2504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length (mm)	操作长度 Operative part length (mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
GOLD-103								
E-FLEX GOLD-114	4502	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	5502	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	6502	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	7502	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	8002	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-115	4502	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	5502	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	6502	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	7502	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	8002	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-117	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-118	1708	K-Reamer/K 型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	3

型号 Instruments Type	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-154	1706	K-Reamer/K 型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	4
	4504	K-Reamer/K 型扩孔锉	15	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	5004	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-231	5004	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	5004	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	7004	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	8004	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX GOLD-240	2506	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX GOLD-242	3006	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX GOLD-243	3504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX GOLD-247	12-604	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX GOLD-248	12-604	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX GOLD-284	1902	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX GOLD-302	6004	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-303	7004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-304	8004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-305	4502	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-307	5502	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-308	6002	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-309	7002	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-310	8002	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-314	4504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-315	5004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-316	5504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-323	1503	K-File/K型铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-324	1503	K-File/K型铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX	1503	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	5

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
GOLD-342								
E-FLEX GOLD-343	3004	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX GOLD-393	4002	K-File/K 型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX BLUE-094	1902	K-File/K 型铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX BLUE-095	1902	K-File/K 型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX BLUE-093	1503	K-File/K 型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX BLUE-014	1504	K-File/K 型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	3
E-FLEX BLUE-015	1504	K-File/K 型铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	3
E-FLEX BLUE-017	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	3
E-FLEX BLUE-016	2504	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	3
E-FLEX BLUE-019	3004	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	3
E-FLEX BLUE-020	4904	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	3
E-FLEX BLUE-023	1506	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	3

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-026	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX BLUE-027	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX BLUE-029	4506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX BLUE-033	2004	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX BLUE-041	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-044	1504	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-046	2504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-117	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-120	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-137	3004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX BLUE-138	3504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX BLUE-151	7004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX	7004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
BLUE-152								
E-FLEX BLUE-153	7004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX BLUE-154	8004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX BLUE-155	8004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX BLUE-156	8004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	5
	4504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	5004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-157	5504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	6004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	7004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	8004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	4504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-158	5004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	5504	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	6004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-159	7004	K-Reamer/K型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	8004	K-Reamer/K型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	4504	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	5004	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	5504	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	6004	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	7004	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	8004	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX BLUE-165	4506	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
	4506	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-168	5006	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
	5006	K-Reamer/K型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-169	5006	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
	5006	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-170	5506	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
	5506	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-172	5506	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX BLUE-173	5506	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX BLUE-174	6006	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX BLUE-175	6006	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX BLUE-176	6006	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX BLUE-177	7006	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	26	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX BLUE-178	7006	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX BLUE-179	7006	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX BLUE-180	8006	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX BLUE-181	8006	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX BLUE-182	8006	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX BLUE-183	4506	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-183	5006	K-Reamer/K 型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-184	5506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	6006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	7006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	8006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	4506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	5006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	5506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	6006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX BLUE-185	7006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	8006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	4506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	5006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	5506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	6006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	7006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	8006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-188	1504	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-190	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-191	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-193	3504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-194	4004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-195	4004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-215	1706	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX BLUE-224	1302	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-225	1302	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-226	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-229	3006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-230	3006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX	3006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
BLUE-231								
E-FLEX BLUE-232	3006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-238	12.504	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-239	12.504	K-File/K型铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-248	2004	K-File/K型铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-250	2004	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-253	1602	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-276	1504	K-File/K型铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-277	2004	K-File/K型铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-278	2504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-279	3004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-280	3504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-281	4004	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4

型号 Instrument's Type	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-283	1504	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-284	2004	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-285	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-286	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-287	3504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-288	4004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-291	1506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-292	2006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-293	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-294	3006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-296	3506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-296	4006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX	1506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
BLUE-298								
E-FLEX BLUE-299	2006	K-Reamer/K型扩孔铰	15	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-300	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	15	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-301	3006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-302	3506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX BLUE-303	4006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
	4502	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	5002	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	5502	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX BLUE-305	6002	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	7002	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	8002	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX BLUE-313	1506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX BLUE-319	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific station	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-323	2004	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	4
E-FLEX BLUE-340	3504	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX BLUE-344	1302	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX BLUE-351	1303	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX S-006	1904v	K-Reamer/K 型扩孔锉	12	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
	1904v	K-Reamer/K 型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1802v	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX S-029	2004v	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2107v	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2508v	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3009v	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX S-030	2107v	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	5
	4006v	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX S-031	4006v	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	4006v	K-Reamer/K 型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length (mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity	
E-FLEX S-032	5005v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	5005v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	5005v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	1904v	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	1802v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	2004v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	2107v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	2508v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	3009v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
E-FLEX S-039	1904v	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	1802v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	2004v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	2007v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	2508v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	3009v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	1904v	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1	
	E-FLEX S-040	1904v	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific station	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX S-047	1802y	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004y	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2007y	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2508y	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3009y	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1904y	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1802z	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004z	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2007z	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2508z	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX S-049	2004v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	3
	1904v	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	4
E-FLEX S-107	1904v	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1802v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2004v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
	2007v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2508v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	4006v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX S-111	3009v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-112	1904v	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX S-113	1802v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX S-114	2004v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX S-115	2007v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX S-116	1904v	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-117	1802v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	8
E-FLEX S-118	2004v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-119	2007v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-120	2508v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-121	3009v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	8
E-FLEX S-123	1904v	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-124	1802v	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX S-125	2004v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX S-126	2007v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX S-127	2508v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX S-128	3009v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX S-129	1904v	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1802v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2004v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2007v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2508v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3009v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	4006v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX S-130	5005v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	6
E-FLEX RT-003	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2508	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	18	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2007	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	22	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX RT-003	2007	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	22	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2508	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	18	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2007	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	22	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2508	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	18	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2007	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	22	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX RT-001	2508	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	18	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2007	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	22	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX RT-006	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
	2508	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	18	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX RT-008	2007	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	22	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	横面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX RT-010		菱形锉						
	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2508	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2007	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2508	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2007	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2508	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2007	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX RT-011	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2508	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2007	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX RT-012	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2508	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX RT-013	2007	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX RT-014	2508	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX RT-015	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX RT-016	2508	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX RT-017	3007	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX RT-019	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX RT-020	2508	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	18	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX RT-021	2007	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	22	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX RT-022	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	3009	Double cutting edge file/ 菱形锉	11	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
		菱形锉						
	2508	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2508	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2007	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2007	Double cutting edge file/ 菱形锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX ONE-003	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-006	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-007	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-008	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-009	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-013	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-015	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-016	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX ONE-017	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-018	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-040	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX ONE-044	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-045	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-046	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-047	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-049	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-050	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-051	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-052	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-053	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX	3004	H-Double helix file/双螺旋	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3

型号 Instrument Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
ONE-056		型H捻						
	4504	H-Double helix file/双螺旋 型H捻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺旋	1
	5004	H-Double helix file/双螺旋 型H捻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺旋	1
	5504	H-Double helix file/双螺旋 型H捻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺旋	1
	6004	H-Double helix file/双螺旋 型H捻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺旋	1
	7004	H-Double helix file/双螺旋 型H捻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺旋	1
	8004	H-Double helix file/双螺旋 型H捻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺旋	1
	1506	H-Double helix file/双螺旋 型H捻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺旋	1
	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H捻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺旋	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H捻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺旋	1
	3006	H-Double helix file/双螺旋 型H捻	16	26	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺旋	1
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H捻	16	26	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺旋	1
ONE-068		型H捻						
	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H捻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺旋	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX ONE-059	1506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-060	3006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-061	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-062	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX ONE-063	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX ONE-064	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX ONE-065	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1

型号 Instrument Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX ONE-066	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX ONE-068	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX ONE-071	1708	X-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	18	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX ONE-072	1708	X-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1804	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	18	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX ONE-073	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX ONE-074	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	5
	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-002	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1

型号 Instrument Type	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX EDGE-007	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX EDGE-020	3008	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	1712	K-Resner/K-裂扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-042	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length (mm)	操作长度 Operative part length (mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX EDGE-043	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1712	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-068	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-069	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1

型号 Instrument's Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
EDGE-070	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2505	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-071	1712	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-072	1712	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX	1504	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
EDGE-073	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-074	1504	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-075	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX EDGE-076	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX EDGE-078	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	3

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX EDGE-081	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	3
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	3
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX EDGE-083	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-094	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-096	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-096	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX EDGE-097	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-098	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-099	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX EDGE-100	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	4504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
	4503	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
	5504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
	5504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX EDGE-104	1708	X-Resamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right threaded /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-105	1705	K-Resamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX EDGE-106	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-107	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-108	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
EDGE-109	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-110	4504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	4
	4504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	4
	5504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX EDGE-113	5504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	4
	1504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	4
	1504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX EDGE-119	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1902	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-120	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific station	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX EDGE-122	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1902	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX EDGE-127	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	4
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	4
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	4

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX EDGE-130	1708	K-Reamer/K型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1503	K-File/K型铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-131	1503	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H铰	16	35	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	4
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H铰	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX EDGE-134	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	4

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX EDGE-135	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX EDGE-137	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX EDGE-138	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX EDGE-140	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	4
	1504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-152	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-153	1504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX EDGE-154	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX	4504	H-Double helix file/双螺旋	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1

型号 Instrument Type	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
EDGE-158		型H锉						
	5004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	5504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	6004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	7004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	8004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX EDGE-161	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX EDGE-162	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	35	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX EDGE-168	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX EDGE-169	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX REC-005	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	35	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
E-FLEX REC-006	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
E-FLEX REC-007	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX REC-009	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
E-FLEX REC-010	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
E-FLEX REC-011	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
E-FLEX REC-012	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
E-FLEX REC-013	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
E-FLEX REC-016	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
E-FLEX REC-017	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
E-FLEX REC-018	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
E-FLEX REC-020	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
E-FLEX REC-021	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
E-FLEX REC-023	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
E-FLEX REC-024	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
E-FLEX	2004	H-Double helix file/双螺旋	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
REC-028		型H锉						
E-FLEX REC-029	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-030	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-031	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-032	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-033	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-034	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-035	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-036	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	28	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-037	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	28	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-038	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	28	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-039	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	28	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-040	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX REC-041	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-042	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-043	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
E-FLEX REC-044	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
E-FLEX REC-060	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
E-FLEX REC-052	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
E-FLEX REC-072	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	3

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
REC-073		型H锉						
E-FLEX REC-108	1504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	26	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
E-FLEX REC-109	1504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	6
	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	6
	4504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
E-FLEX REC-111	5004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	5504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	6004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	6004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length (mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
	7004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	8004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
E-FLEX REC-112	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-113	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-114	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-115	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-116	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-117	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-118	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-119	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-125	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1

型号 Instrument Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
		型H锉						
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
E-FLEX REC-127	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	3
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	1506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
E-FLEX REC-130	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	3006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
E-FLEX REC-131	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	1904	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
E-FLEX REC-132	1708	K-Reamer/高型扩孔锉	12	19	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
E-FLEX REC-133	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread/左旋螺纹	3
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread/左旋螺纹	3
E-FLEX REC-134	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread/左旋螺纹	3

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX REC-126	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-137	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	5
E-FLEX REC-138	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	5
	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
E-FLEX REC-139	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	1
E-FLEX MINI-008	2004	K-Reamer/K 型扩孔锉	13	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右旋螺纹	3
E-FLEX MINI-014	1708	K-Reamer/K 型扩孔锉	4	10	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右旋螺纹	3
E-FLEX MINI-015	2004	K-File/E 型锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右旋螺纹	3
E-FLEX MINI-016	2504	K-Reamer/K 型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右旋螺纹	3
E-FLEX	3004	K-Reamer/K 型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右旋螺纹	3

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
MINI-017								
E-FLEX MINI-018	2004	K-File/K型锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX MINI-019	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX MINI-020	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	4
E-FLEX MINI-021	1004	K-File/K型锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX MINI-022	1504	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
	2211	K-Reamer/K型扩孔锉	9	19	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2211	K-Reamer/K型扩孔锉	9	19	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX MINI-025	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	3006	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	3506	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX-108	1902	K-File/K型锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX-109	1902	K-File/K型锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX-110	1302	K-File/K型锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX-111	1302	K-File/K型锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX-112	1602	K-File/K型锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX-113	1602	K-File/K型锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX-114	1303	K-File/K型锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-322	3006	K-Rosner/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-291	3506	K-Rosner/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-STYLE GOLD-416	2513	K-Rosner/K型扩孔锉	6	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-STYLE GOLD-417	12.503	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-STYLE GOLD-418	1704v	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-STYLE GOLD-419	2505	K-Rosner/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-420	1302	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-421	1602	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-STYLE	12.503	H-Double helix file/双螺旋	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length (mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
BLUE-355		型H锉						
E-STYLE BLUE-356	3504	K-Reamer/K型扩孔锉	11	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-STYLE BLUE-357	4503	K-Reamer/K型扩孔锉	11	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-STYLE BLUE-358	6003	K-Reamer/K型扩孔锉	7	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-359	1302	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-360	1602	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-361	1503	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX MINI-026	2006	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX MINI-027	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX MINI-028	3006	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX EDGE-016	1712	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	3
E-FLEX EDGE-172	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX EDGE-173	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX EDGE-174	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX-115	1712	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX-116	2211	K-Reamer/K型扩孔锉	9	19	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX-117	4004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX-118	1006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX-119	4006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX-120	4006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-423	1203	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-423	12.504	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-381	1602	K-File/K型锉	16	31	golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-424	1604	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-425	1604	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-426	1604	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-427	1704	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-428	2005	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-429	2005	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-430	2005	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-431	2211	K-Reamer/K型扩孔锉	9	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-432	2505	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-433	2505	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-434	2508	K-Reamer/K型扩孔锉	9	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-462	3505	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-463	3505	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-464	3505	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-339	4006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-435	4506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX	4506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
GOLD-436								
E-FLEX GOLD-437	4506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-438	5002	K-File/K 型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-439	5002	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-440	5506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-441	5506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-442	5506	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-443	6004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-444	6004	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-445	6006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-446	6006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	26	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-447	6006	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-448	7002	K-File/K 型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length (mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-449	7002	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-450	7004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-451	7004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-452	7005	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-453	7006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-454	7006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-455	8002	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-456	8002	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-457	8004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-458	8004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-459	8006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-460	8006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX	8006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific station	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
GOLD-461								
H-FLEX BLUE-362	12.504	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-363	1303	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-364	1502	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-365	1502	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-366	1502	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-367	1504	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-368	1604	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-369	1712	K-Resorner/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-370	2005	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-371	2005	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-372	2005	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-373	2211	K-Resorner/K型扩孔锉	9	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length (mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-316	2505	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-374	2505	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-375	2505	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-376	2508	K-Reamer/K型扩孔锉	9	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-377	2513	K-Reamer/K型扩孔锉	6	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-378	3505	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-379	3505	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-380	3505	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-076	1004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-077	1504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-078	1504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-079	1504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX	1504	H-Double helix file/双螺旋	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
ONE-080		型H锉						
E-FLEX ONE-081	1504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-082	2005	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-083	2005	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-084	2005	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-085	2005	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-086	2005	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-087	2005	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-088	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-089	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-090	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-091	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-092	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length (mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX ONE-093	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-094	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-095	4504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-096	4504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-097	4504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-098	5604	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-099	5504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX ONE-100	5504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX REC-157	2005	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-158	2005	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-159	2005	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-160	2505	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX	2505	H-Double helix file/双螺旋	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
REC-161		型H锉						
E-FLEX REC-162	2505	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-163	2505	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-164	2505	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-165	2505	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-166	3505	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-167	3505	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-168	3505	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-166	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-167	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-168	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-169	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-170	4004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread/左旋螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX REC-171	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-172	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-173	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-174	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-175	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-176	4006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	6
E-FLEX REC-177	2508v	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-178	2508v	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-179	2508v	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-180	4006v	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-181	4006v	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-182	4006v	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX	5005v	H-Double helix file/双螺旋	16	21	Silver/银色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	4

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
REC-183		型H锉						
E-FLEX REC-184	5005v	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX REC-185	5005v	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Blue/蓝色	Left Thread/左旋螺纹	4
E-FLEX EDGE-176	1504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺旋	6
E-FLEX EDGE-177	1604	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	18	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺旋	6
E-FLEX EDGE-178	1604	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	26	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺旋	6
E-FLEX EDGE-179	1604	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺旋	6
E-FLEX EDGE-180	4504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	31	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺旋	6
E-FLEX EDGE-181	3006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺旋	3
E-FLEX EDGE-182	3006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺旋	3
E-FLEX-123	1302	K-File/K型锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺旋	2
	1503	K-File/K型锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺旋	4
E-FLEX-124	1503	K-File/K型锉	16	21	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺旋	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-384	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1503	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX GOLD-489	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1503	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX ONE-104	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
S-FILEX BLUE-385	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1504	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
S-FILEX BLUE-386	1504	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1	

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX GOLD-490	1708	K-Reamer/K型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1902	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1506	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX ONE-105	2004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2006	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	2506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	3506	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-387	4002	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6
	5002	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	6

型号 Instrument Type	单支规格 File specification	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-389	1504	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX ONE-106	3004	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file/双螺旋 型H锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1602	K-File/K型锉	16	35	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX BLUE-390	2004	X-File/X型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX BLUE-391	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1602	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
	2004	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX-125	1503	K-File/K型锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
	1502	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX BLUE-392	2002	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2502	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3002	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3502	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	4002	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3002	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX GOLD-498	3502	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	4002	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX GOLD-499	3002	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
	3502	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX BLUE-393	1002	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
	2211	K-Reamer/K型扩孔锉	9	19	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	2

型号 Instrument Type	单支规格 File specific ation	横面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
MINI-029	2004	K-File/K型锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K型扩孔锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX BLUE-394	3504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
	4004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
	2007v	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2507v	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX S-134	3506v	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	4505v	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2007y	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2507v	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX S-135	3506v	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	4505v	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2007y	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2507v	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
	2507v	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3506v	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	4505v	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX S-137	2507v	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-138	2507v	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-139	2507v	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-140	3506v	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-141	3506v	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-142	3506v	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-143	4505v	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-144	4505v	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-145	4505v	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-146	2007v	K-File/K型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-147	2007v	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-148	2007v	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-149	2002v	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6

型号 Instrument Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX S-150	2002v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-151	2002v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-152	2502v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-153	2503v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-154	2502v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX S-155	1502v	K-File/K 型锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	2
	2002v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	2
	2502v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	2
E-FLEX S-156	1502v	K-File/K 型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	2
	2002v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	2
	2502v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	2
E-FLEX S-157	1502v	K-File/K 型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	2
	2002v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	2
	2502v	K-Reamer/K 型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	2
E-FLEX-126	1708	K-Reamer/K 型扩孔钻	12	19	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	1902	K-File/K 型锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length (mm)	操作长度 Operative part length (mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-STYLE GOLD-465	2004	K-File/K型锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2513	K-Reamer/K型扩孔锉	6	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	12.503	H-Double helix file /双螺旋型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1704v	H-Double helix file /双螺旋型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2505	K-Reamer/K型扩孔锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2508	K-Reamer/K型扩孔锉	9	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1504	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX GOLD-500	2004	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2006	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific action	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
GOLD-501	1504	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1706	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX GOLD-502	1504	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	1706	K-Reamer/K型扩孔锉	12	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX GOLD-503	1902	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
E-STYLE GOLD-504	3504	K-Reamer/K型扩孔锉	16	25	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	1
	12, 503	H-Double helix file /双螺旋 H型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	4
E-STYLE GOLD-505	1704v	H-Double helix file /双螺旋 H型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread /右螺纹	4

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-STYLE GOLD-506	2505	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	4
E-STYLE GOLD-507	12.503	H-Double helix file / 双螺旋型H铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	4
E-STYLE GOLD-508	1704v	H-Double helix file / 双螺旋型H铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	4
E-STYLE GOLD-509	2505	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	4
	2513	K-Reamer/K型扩孔铰	6	19	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-STYLE GOLD-510	12.503	H-Double helix file / 双螺旋型H铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	1704v	H-Double helix file / 双螺旋型H铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
	2505	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Golden/金色	right thread / 右螺纹	1
E-FLEX BLUE-396	2004	K-File/K型铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX BLUE-397	2504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX BLUE-398	2506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	5
E-FLEX BLUE-399	1708	K-Reamer/K型扩孔铰	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1
	1506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross-section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-400	2006	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1002	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1303	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1004	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1504	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3506	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	4004	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	4006	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	4504	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX BLUE-401	5004	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1603	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2004	K-File/K型铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX BLUE-403	3504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX BLUE-404	4006	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
	3506	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
	12.503	H-Double helix file /双螺旋型H铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-STYLE BLUE-381	3504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	4503	K-Reamer/K型扩孔铰	11	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	6003	K-Reamer/K型扩孔铰	7	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-STYLE BLUE-405	12.503	H-Double helix file /双螺旋型H铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-STYLE BLUE-406	3504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-STYLE BLUE-407	4503	K-Reamer/K型扩孔铰	11	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-STYLE BLUE-408	6003	K-Reamer/K型扩孔铰	7	21	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-STYLE BLUE-409	12.503	H-Double helix file /双螺旋型H铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-STYLE BLUE-410	3504	K-Reamer/K型扩孔铰	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-STYLE BLUE-411	4503	K-Reamer/K型扩孔钻	11	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
	6003	K-Reamer/K型扩孔钻	7	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	4
E-STYLE BLUE-413	12.503	H-Double helix file /双螺旋 旋型H钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3504	K-Reamer/K型扩孔钻	16	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	4503	K-Reamer/K型扩孔钻	11	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	6003	K-Reamer/K型扩孔钻	7	31	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔钻	12	19	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	1504	K-File/K型锉	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX ONE-107	2004	H-Double helix file /双螺旋 旋型H钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	2504	H-Double helix file /双螺旋 旋型H钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3506	H-Double helix file /双螺旋 旋型H钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
	3504	H-Double helix file /双螺旋 旋型H钻	16	25	Golden/金色	Blue/蓝色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX SEC-185	2006	H-Double helix file /双螺旋 旋型H钻	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread /左螺纹	1
	2506	H-Double helix file /双螺旋 旋型H钻	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread /左螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part Length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX REC-190		旋型H锉						
	3006	H-Double helix file / 双螺旋型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread / 左螺纹	1
	3506	H-Double helix file / 双螺旋型H锉	16	25	Silver/银色	Silver/银色	Left Thread / 左螺纹	1
	2004	H-Double helix file / 双螺旋型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread / 左螺纹	1
	2504	H-Double helix file / 双螺旋型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread / 左螺纹	1
	3504	H-Double helix file / 双螺旋型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread / 左螺纹	1
E-FLEX REC-191	4004	H-Double helix file / 双螺旋型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread / 左螺纹	1
	2006	H-Double helix file / 双螺旋型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread / 左螺纹	1
	2506	H-Double helix file / 双螺旋型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread / 左螺纹	1
	3506	H-Double helix file / 双螺旋型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread / 左螺纹	1
E-FLEX MINI-030	4006	H-Double helix file / 双螺旋型H锉	16	21	Golden/金色	Golden/金色	Left Thread / 左螺纹	1
	1708	K-Reamer/K型扩孔钻	4	10	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1
	2004	K-File/K型锉	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread / 右螺纹	1

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
	2504	K-Reamer/K型扩孔钻	13	15	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	2506	K-Reamer/K型扩孔钻	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	3004	K-Reamer/K型扩孔钻	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
	3006	K-Reamer/K型扩孔钻	13	16	Silver/银色	Silver/银色	right thread /右螺纹	1
E-FLEX K-001	0602	K-File/K型锉	16	21	粉 red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-002	0602	K-File/K型锉	16	25	粉 red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-003	0602	K-File/K型锉	16	28	粉 red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-004	0602	K-File/K型锉	16	31	粉 red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-005	0802	K-File/K型锉	16	21	grey/灰色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-006	0802	K-File/K型锉	16	25	grey/灰色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-007	0802	K-File/K型锉	16	28	grey/灰色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-008	0802	K-File/K型锉	16	31	grey/灰色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-009	1002	K-File/K型锉	16	21	purple/紫色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-010	1002	K-File/K型锉	16	25	purple/紫色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-011	1002	K-File/K型锉	16	28	purple/紫色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-012	1002	K-File/K型锉	16	31	purple/紫色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX K-013	1502	K-File/K型锉	16	21	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-014	1502	K-File/K型锉	16	25	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-015	1502	K-File/K型锉	16	28	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-016	1502	K-File/K型锉	16	31	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-017	2002	K-File/K型锉	16	31	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-018	2002	K-File/K型锉	16	25	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-019	2002	K-File/K型锉	16	28	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-020	2002	K-File/K型锉	16	31	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-021	2502	K-File/K型锉	16	21	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-022	2502	K-File/K型锉	16	25	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-023	2502	K-File/K型锉	16	28	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-024	2502	K-File/K型锉	16	31	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-025	3002	K-File/K型锉	16	21	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-026	3002	K-File/K型锉	16	25	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-027	3002	K-File/K型锉	16	28	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-028	3002	K-File/K型锉	16	31	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	横面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX K-029	3502	K-File/K型锉	16	21	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-030	3502	K-File/K型锉	16	25	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-031	3502	K-File/K型锉	16	28	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-032	3502	K-File/K型锉	16	31	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-033	4002	K-File/K型锉	16	21	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-034	4002	K-File/K型锉	16	25	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-035	4002	K-File/K型锉	16	28	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-036	4002	K-File/K型锉	16	31	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX E-037	4502	K-File/K型锉	16	21	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX E-038	4502	K-File/K型锉	16	25	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX E-039	4502	K-File/K型锉	16	28	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX E-040	4502	K-File/K型锉	16	31	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-041	5002	K-File/K型锉	16	21	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-042	5002	K-File/K型锉	16	25	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-043	5002	K-File/K型锉	16	28	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-044	5002	K-File/K型锉	16	31	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX K-045	5502	K-File/K 型锉	16	21	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-046	5502	K-File/K 型锉	16	25	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-047	5502	K-File/K 型锉	16	28	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-048	5502	K-File/K 型锉	16	31	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-049	6002	K-File/K 型锉	16	21	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-050	6002	K-File/K 型锉	16	25	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-051	6002	K-File/K 型锉	16	28	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-052	6002	K-File/K 型锉	16	31	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-053	6502	K-File/K 型锉	16	21	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-054	6502	K-File/K 型锉	16	25	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-055	6502	K-File/K 型锉	16	28	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-056	6502	K-File/K 型锉	16	31	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-057	7002	K-File/K 型锉	16	21	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-058	7002	K-File/K 型锉	16	25	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-059	7002	K-File/K 型锉	16	28	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-060	7002	K-File/K 型锉	16	31	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX K-061	7502	K-File/K型锉	16	21	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-062	7502	K-File/K型锉	16	25	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-063	7502	K-File/K型锉	16	28	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-064	7502	K-File/K型锉	16	31	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-065	8002	K-File/K型锉	16	21	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-065	8002	K-File/K型锉	16	25	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-067	8002	K-File/K型锉	16	28	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX K-068	8002	K-File/K型锉	16	31	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-001	0602	H-File/H型锉	16	21	粉 red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-002	0602	H-File/H型锉	16	25	粉 red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-003	0602	H-File/H型锉	16	28	粉 red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-004	0602	H-File/H型锉	16	31	粉 red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-005	0802	H-File/H型锉	16	21	grey/灰色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-006	0802	H-File/H型锉	16	25	grey/灰色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-007	0802	H-File/H型锉	16	28	grey/灰色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-008	0802	H-File/H型锉	16	31	grey/灰色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length (mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX H-009	1002	H-File/H型锉	16	21	purple/紫色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-010	1002	H-File/H型锉	16	25	purple/紫色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-011	1002	H-File/H型锉	16	28	purple/紫色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-012	1002	H-File/H型锉	16	31	purple/紫色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-013	1502	H-File/H型锉	16	21	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-014	1502	H-File/H型锉	16	25	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-015	1502	H-File/H型锉	16	28	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-016	1502	H-File/H型锉	16	31	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-017	2002	H-File/H型锉	16	21	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-018	2002	H-File/H型锉	16	25	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-019	2002	H-File/H型锉	16	28	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-020	2002	H-File/H型锉	16	31	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-021	2502	H-File/H型锉	16	21	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-022	2502	H-File/H型锉	16	25	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-023	2502	H-File/H型锉	16	28	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-024	2502	H-File/H型锉	16	31	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX H-025	3002	H-File/H型锉	16	21	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-026	3002	H-File/H型锉	16	25	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-027	3002	H-File/H型锉	16	28	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX H-028	3002	H-File/H型锉	16	31	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX H-029	3502	H-File/H型锉	16	21	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX H-030	3502	H-File/H型锉	16	25	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-031	3502	H-File/H型锉	16	28	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-032	3502	H-File/H型锉	16	31	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-033	4002	H-File/H型锉	16	21	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-034	4002	H-File/H型锉	16	25	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-035	4002	H-File/H型锉	16	28	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-036	4002	H-File/H型锉	16	31	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-037	4502	H-File/H型锉	16	21	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-038	4502	H-File/H型锉	16	25	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-039	4502	H-File/H型锉	16	28	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-040	4502	H-File/H型锉	16	31	white/白色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX H-041	5002	H-File/H型锉	16	21	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-042	5002	H-File/H型锉	16	25	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-043	5002	H-File/H型锉	16	28	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-044	5002	H-File/H型锉	16	31	yellow/黄色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-045	5502	H-File/H型锉	16	21	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-046	5502	H-File/H型锉	16	25	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-047	5502	H-File/H型锉	16	28	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-048	5502	H-File/H型锉	16	31	red/红色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-049	6002	H-File/H型锉	16	21	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-050	6002	H-File/H型锉	16	25	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-051	6002	H-File/H型锉	16	28	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-052	6002	H-File/H型锉	16	31	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-053	6502	H-File/H型锉	16	21	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-054	6502	H-File/H型锉	16	25	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-055	6502	H-File/H型锉	16	28	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-056	6502	H-File/H型锉	16	31	blue/蓝色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6

型号 Instruments Type Specification	单支规格 File specific ation	截面形状 File cross section type	工作长度 Working part length(mm)	操作长度 Operative part length(mm)	手柄颜色 Shank color	操作部分颜色 Operative Part color	螺纹方向 Thread direction	单支数量 File quantity
E-FLEX H-057	7002	H-File/H型锥	15	21	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX H-058	7002	H-File/H型锥	16	25	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	5
E-FLEX H-059	7002	H-File/H型锥	16	28	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-060	7002	H-File/H型锥	16	33	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-061	7502	H-File/H型锥	16	21	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-062	7502	H-File/H型锥	16	25	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-063	7502	H-File/H型锥	16	29	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-064	7502	H-File/H型锥	16	31	green/绿色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-065	8002	H-File/H型锥	10	21	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-066	8002	H-File/H型锥	16	25	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-067	8002	H-File/H型锥	16	28	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6
E-FLEX H-068	8002	H-File/H型锥	16	31	black/黑色	Silver/银色	right thread /右螺纹	6