

## **Incubation tray allergy** **Hướng dẫn sử dụng**

Mã sản phẩm	Sản phẩm	Quy cách
ZD 9897-20030-1	Incubation tray (30 channels, black, volume-reduced for allergy)	200 cái/hộp
ZD 9897-12044-1	Incubation tray (44 channels, black, volume-reduced for allergy)	120 cái/hộp

### **Mục đích sử dụng**

Khay ủ dị ứng màu đen 1×30/ 1×44 được sử dụng để xử lý các xét nghiệm immunoblot của EUROIMMUN (EUROLINE, EUROLINE-WB, Westernblot). Khay là vật tư tiêu hao, được thay thế định kỳ và sử dụng theo phương pháp immunoblot. Sản phẩm chỉ được sử dụng theo đúng hướng dẫn sử dụng tương ứng của các bộ xét nghiệm và bởi nhân viên y tế.

### **Cảnh báo**

- Khay ủ là vật tư dùng một lần và không được tái sử dụng.
- Sản phẩm chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế trong môi trường phòng xét nghiệm phù hợp.
- Không sử dụng khay nếu bao bì bị hư hỏng.
- Trước khi sử dụng, cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và chỉ sử dụng phiên bản còn hiệu lực.
- Không trộn lẫn hoặc thay thế sản phẩm EUROIMMUN bằng sản phẩm của nhà sản xuất khác.
- Tuân thủ Thực hành Phòng xét nghiệm Tốt (GLP) và các hướng dẫn an toàn liên quan.

**Xử lý chất thải:** thu thập và xử lý theo khuyến cáo quy định chính thức tại địa phương.