

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LƯỠI DAO PHẪU THUẬT NHA KHOA

1. Mô tả sản phẩm

Lưỡi dao phẫu thuật nha khoa là dụng cụ cắt chính xác, được thiết kế chuyên dụng cho phẫu thuật vùng miệng – hàm mặt, phẫu thuật nha chu và cấy ghép implant.

2. Chỉ định sử dụng

Được gắn vào cán dao phẫu thuật nha khoa, dùng để:

- Rạch mô mềm
- Lật vạt (flap)
- Cắt tia mô trong quá trình phẫu thuật nha khoa

3. Loại và quy cách

- Vật liệu: Thép carbon, thép không gỉ
- Kích thước: #10, #11, #12, #15, #15C, #18, #20, #21, #22, #23, #24

4. Cảnh báo & thận trọng

Lưỡi dao phẫu thuật nha khoa được cung cấp ở trạng thái **vô trùng**.

5. Đóng gói và bảo quản

- Hạn sử dụng: 5 năm
- Sử dụng trong thời hạn ghi trên sản phẩm
- Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng khí
- Tránh ánh nắng trực tiếp

Nhà sản xuất: HUBEI GUARDDENT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Địa chỉ: Số 1 đường Guiyuan Temple South, Quận Hanyang, Tp. Vũ Hán, Trung Quốc

Nhà nhập khẩu/ phân phối:

Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa SV

Địa chỉ: 123/7/23 Huỳnh Thiện Lộc, phường Tân Phú, TP. HCM

