

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### CÔN GIẤY THẤM HÚT ỐNG TỬY RĂNG

#### 1. Mô tả sản phẩm

Côn giấy thấm hút là vật tư tiêu hao hỗ trợ trong điều trị nội nha, dùng để làm khô ống tủy và đưa thuốc vào ống tủy.

Sản phẩm được làm từ sợi giấy có khả năng thấm hút cao, được xử lý để đảm bảo sạch, không chứa chất làm trắng quang học hay phụ gia, đảm bảo tính tương thích sinh học tốt.

#### 2. Chỉ định sử dụng

Dụng cụ giấy hình côn, dùng một lần trong nha khoa, chủ yếu để:

- Thấm hút chất lỏng/ dịch
- Giữ khô vùng thao tác
- Thu thập mẫu trong điều trị nội nha và lấy mẫu lâm sàng

#### 3. Quy cách (Size)

15#-40#, 45#-80#

#### 4. Cảnh báo & thận trọng

Côn giấy thấm hút được cung cấp ở trạng thái **không vô trùng**.

#### 5. Đóng gói và bảo quản

- Hạn sử dụng: 5 năm
- Sử dụng trong thời hạn ghi trên sản phẩm
- Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng khí
- Tránh ánh nắng trực tiếp

**Nhà sản xuất:** HUBEI GUARDDENT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

**Địa chỉ:** Số 1 đường Guiyuan Temple South, Quận Hanyang, Tp. Vũ Hán, Trung Quốc

#### **Nhà nhập khẩu/ phân phối:**

Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa SV

**Địa chỉ:** 123/7/23 Huỳnh Thiện Lộc, phường Tân Phú, TP. HCM

