

**THÔNG TIN**

**Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A**

**Số công bố: 260000879/PCBA-HN**

**Ngày công bố: 15/05/2026**

---

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

2. Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Trung tâm Lotte, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

3. Số văn bản của cơ sở: 090506/2026/CV/HSI Ngày: 15/05/2026

4. Thiết bị y tế thuộc loại A

Tên thiết bị y tế: Dụng cụ nạo xương

Tên thương mại (nếu có):

Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):

Chủng loại: Theo phụ lục

Mã sản phẩm (nếu có):

Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:

Mục đích sử dụng: Các dụng cụ phẫu thuật tiêu chuẩn của Surtex sản xuất được thiết kế để sử dụng thường quy trong các quy trình phẫu thuật chung.

Tuy nhiên, trách nhiệm của bác sĩ điều trị là lựa chọn các dụng cụ phù hợp cho từng thủ tục hoặc ứng dụng phẫu thuật cụ thể. Ngoài ra, bác sĩ phẫu thuật chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nhân viên phòng mổ được đào tạo và thông tin đầy đủ, và họ có kinh nghiệm cần thiết để sử dụng các dụng cụ hiệu quả.

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485:2016

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:

Tên chủ sở hữu: Surtex Instruments Ltd

Địa chỉ chủ sở hữu: Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston

Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST, UNITED KINGDOM

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):

Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Trung tâm Lotte, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 02466850182 Điện thoại di động:

8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:

9. Thành phần hồ sơ:

1	Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A.	x
2	Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485	x
3	Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế	x
4	Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành	x
5	Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.	x
6	Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết bị y tế công bố áp dụng	x
7	Tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế	x
8	Mẫu nhãn thiết bị y tế	x
9	Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với thiết bị y tế nhập khẩu.	x

## BẢNG KÊ CHI TIẾT THIẾT BỊ Y TẾ

STT	TÊN THIẾT BỊ Y TẾ	CHUNG LOẠI SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM (NẾU CÓ)	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI (NẾU CÓ)	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT	Địa chỉ cơ sở sản xuất	NƯỚC SẢN XUẤT
1	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 1, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm	OR-520-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
2	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 2, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm	OR-520-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
3	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 3, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm	OR-520-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
4	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 4, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm	OR-520-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
5	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 5, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm	OR-520-05			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
6	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 6, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm	OR-520-06			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
7	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 0, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm	OR-520-10			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
8	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 00, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm	OR-520-20			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
9	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 000, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm	OR-520-30			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
10	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 0000, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm	OR-520-40			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
11	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 1, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 275 mm	OR-522-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
12	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 2, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 275 mm	OR-522-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
13	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 3, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 275 mm	OR-522-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
14	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 4, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 275 mm	OR-522-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
15	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 5, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 275 mm	OR-522-05			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
16	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 6, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 275 mm	OR-522-06			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom

17	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 0, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 275 mm	OR-522-10			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
18	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 00, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 275 mm	OR-522-20			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
19	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 000, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 275 mm	OR-522-30			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
20	Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, kiểu số 0000, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 275 mm	OR-522-40			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
21	Dụng cụ nạo xương Schede cán rỗng, đầu oval, kiểu số 1, kích thước đầu 5,2 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-524-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
22	Dụng cụ nạo xương Schede cán rỗng, đầu oval, kiểu số 2, kích thước đầu 6,3 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-524-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
23	Dụng cụ nạo xương Schede cán rỗng, đầu oval, kiểu số 3, kích thước đầu 7,4 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-524-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
24	Dụng cụ nạo xương Schede cán rỗng, đầu oval, kiểu số 4, kích thước đầu 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-524-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
25	Dụng cụ nạo xương Schede cán rỗng, đầu oval, kiểu số 0, kích thước đầu 4,2 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-524-10			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
26	Dụng cụ nạo xương Schede cán rỗng, đầu oval, kiểu số 00, kích thước đầu 3,4 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-524-20			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
27	Dụng cụ nạo xương Schede cán rỗng, đầu oval, kiểu số 000, kích thước đầu 2,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-524-30			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
28	Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, đầu oval, kiểu số 1, kích thước đầu 6,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-526-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
29	Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, đầu oval, kiểu số 2, kích thước đầu 8,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-526-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
30	Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, đầu oval, kiểu số 3, kích thước đầu 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-526-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom

31	Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, đầu oval, kiểu số 4, kích thước đầu 11,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-526-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
32	Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, đầu oval, kiểu số 5, kích thước đầu 13,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-526-05			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
33	Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, đầu oval, kiểu số 6, kích thước đầu 14,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-526-06			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
34	Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, đầu oval, kiểu số 0, kích thước đầu 5,2 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-526-10			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
35	Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, đầu oval, kiểu số 00, kích thước đầu 4,4 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-526-20			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
36	Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, đầu oval, kiểu số 000, kích thước đầu 3,6 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-526-30			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
37	Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, đầu oval, kiểu số 0000, kích thước đầu 2,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-526-40			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
38	Dụng cụ nạo xương Bruns cán rỗng, đầu tròn, kiểu số 1, đường kính đầu 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-528-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
39	Dụng cụ nạo xương Bruns cán rỗng, đầu tròn, kiểu số 2, đường kính đầu 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-528-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
40	Dụng cụ nạo xương Bruns cán rỗng, đầu tròn, kiểu số 3, đường kính đầu 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-528-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
41	Dụng cụ nạo xương Bruns cán rỗng, đầu tròn, kiểu số 4, đường kính đầu 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-528-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
42	Dụng cụ nạo xương Bruns cán rỗng, đầu tròn, kiểu số 0, đường kính đầu 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-528-10			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
43	Dụng cụ nạo xương Bruns cán rỗng, đầu tròn, kiểu số 00, đường kính đầu 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-528-20			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom

44	Dụng cụ nạo xương Bruns cán rộng, đầu tròn, kiểu số 000, đường kính đầu 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-528-30			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
45	Dụng cụ nạo xương Spratt cán rộng, đầu oval, kiểu số 1, kích thước đầu 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-530-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
46	Dụng cụ nạo xương Spratt cán rộng, đầu oval, kiểu số 2, kích thước đầu 5,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-530-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
47	Dụng cụ nạo xương Spratt cán rộng, đầu oval, kiểu số 3, kích thước đầu 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-530-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
48	Dụng cụ nạo xương Spratt cán rộng, đầu oval, kiểu số 4, kích thước đầu 6,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-530-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
49	Dụng cụ nạo xương Spratt cán rộng, đầu oval, kiểu số 5, kích thước đầu 7,6 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-530-05			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
50	Dụng cụ nạo xương Spratt cán rộng, đầu oval, kiểu số 0, kích thước đầu 3,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-530-10			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
51	Dụng cụ nạo xương Spratt cán rộng, đầu oval, kiểu số 00, kích thước đầu 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-530-20			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
52	Dụng cụ nạo xương Spratt cán rộng, đầu oval, kiểu số 000, kích thước đầu 2,3 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-530-30			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
53	Dụng cụ nạo xương Spratt cán rộng, đầu oval, kiểu số 0000, kích thước đầu 1,6 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-530-40			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
54	Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu oval, kiểu số 1, kích thước đầu 3,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-532-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
55	Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu oval, kiểu số 2, kích thước đầu 4,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-532-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
56	Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu oval, kiểu số 3, kích thước đầu 5,3 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-532-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom

57	Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu oval, kiểu số 4, kích thước đầu 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-532-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
58	Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu oval, kiểu số 5, kích thước đầu 6,7 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-532-05			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
59	Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu oval, kiểu số 6, kích thước đầu 7,3 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-532-06			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
60	Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu oval, kiểu số 0, kích thước đầu 3,3 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-532-10			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
61	Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu oval, kiểu số 00, kích thước đầu 2,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-532-20			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
62	Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu oval, kiểu số 000, kích thước đầu 2,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-532-30			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
63	Dụng cụ nạo xương Scoville thẳng, đầu oval, kiểu số 1, kích thước đầu 6,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-534-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
64	Dụng cụ nạo xương Scoville thẳng, đầu oval, kiểu số 2, kích thước đầu 8,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-534-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
65	Dụng cụ nạo xương Scoville thẳng, đầu oval, kiểu số 0, kích thước đầu 5,2 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-534-10			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
66	Dụng cụ nạo xương Scoville thẳng, đầu oval, kiểu số 00, kích thước đầu 4,4 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-534-20			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
67	Dụng cụ nạo xương Scoville thẳng, đầu oval, kiểu số 000, kích thước đầu 3,6 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-534-30			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
68	Dụng cụ nạo xương Scoville cong xuống dưới, đầu oval, kiểu số 1, kích thước đầu 6,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-535-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
69	Dụng cụ nạo xương Scoville cong xuống dưới, đầu oval, kiểu số 2, kích thước đầu 8,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-535-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom

70	Dụng cụ nạo xương Scoville cong xuống dưới, đầu oval, kiểu số 0, kích thước đầu 5,2 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-535-10			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
71	Dụng cụ nạo xương Scoville cong xuống dưới, đầu oval, kiểu số 00, kích thước đầu 4,4 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-535-20			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
72	Dụng cụ nạo xương Scoville cong xuống dưới, đầu oval, kiểu số 000, kích thước đầu 3,6 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-535-30			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
73	Dụng cụ nạo xương Scoville cong lên trênm kích thước đầu 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-537-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
74	Dụng cụ nạo xương Scoville cong lên trênm kích thước đầu 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-537-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
75	Dụng cụ nạo xương Scoville cong lên trênm kích thước đầu 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-537-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
76	Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, kiểu số 1, kích thước đầu 6,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-538-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
77	Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, kiểu số 2, kích thước đầu 8,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-538-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
78	Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, kiểu số 3, kích thước đầu 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-538-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
79	Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, kiểu số 4, kích thước đầu 11,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-538-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
80	Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, kiểu số 5, kích thước đầu 13,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-538-05			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
81	Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, kiểu số 6, kích thước đầu 14,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-538-06			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
82	Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, kiểu số 0, kích thước đầu 5,2 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-538-10			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
83	Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, kiểu số 00, kích thước đầu 4,4 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-538-20			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
84	Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, kiểu số 000, kích thước đầu 3,6 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-538-30			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
85	Dụng cụ nạo xương Caspar thẳng, đầu hình chữ nhật, có răng cưa, kích thước đầu 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-540-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom

86	Dụng cụ nạo xương Caspar thẳng, đầu hình chữ nhật, có răng cưa, kích thước đầu 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-540-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
87	Dụng cụ nạo xương Caspar gấp góc, đầu hình chữ nhật, có răng cưa, kích thước đầu 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm	OR-541-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
88	Dụng cụ nạo xương Caspar gấp góc, đầu hình chữ nhật, có răng cưa, kích thước đầu 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ,	OR-541-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
89	Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, kích thước đầu 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-542-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
90	Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, kích thước đầu 5,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-542-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
91	Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, kích thước đầu 6,4 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-542-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
92	Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, kích thước đầu 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-542-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
93	Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, kích thước đầu 9,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-542-05			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
94	Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, kích thước đầu 11,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-542-06			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
95	Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, kích thước đầu 12,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-542-07			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
96	Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, kích thước đầu 14,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-542-08			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
97	Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, kích thước đầu 16,8mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm	OR-542-09			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
98	Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích thước đầu 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ,	OR-544-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
99	Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích thước đầu 6,3 mm, chất liệu thép không gỉ,	OR-544-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
100	Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích thước đầu 7,6 mm, chất liệu thép không gỉ,	OR-544-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
101	Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích thước đầu 8,9 mm, chất liệu thép không gỉ,	OR-544-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
102	Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích thước đầu 10,2 mm, chất liệu thép không gỉ,	OR-544-05			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom

103	Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích thước đầu 11,4 mm, chất liệu thép không gỉ.	OR-544-06			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
104	Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích thước đầu 12,7 mm, chất liệu thép không gỉ.	OR-544-07			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
105	Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích thước đầu 14,0 mm, chất liệu thép không gỉ.	OR-544-08			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
106	Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích thước đầu 15,2 mm, chất liệu thép không gỉ.	OR-544-09			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
107	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, kiểu số 1, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm	OR-546-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
108	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, kiểu số 2, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm	OR-546-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
109	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, kiểu số 3, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm	OR-546-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
110	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, kiểu số 4, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm	OR-546-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
111	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, kiểu số 5, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm	OR-546-05			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
112	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, kiểu số 6, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm	OR-546-06			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
113	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, dùng bên trái, kiểu số 1, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 mm	OR-547-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
114	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, dùng bên trái, kiểu số 2, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 mm	OR-547-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
115	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, dùng bên trái, kiểu số 3, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 mm	OR-547-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
116	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, dùng bên trái, kiểu số 4, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 mm	OR-547-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
117	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, dùng bên trái, kiểu số 5, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 mm	OR-547-05			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
118	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, dùng bên trái, kiểu số 6, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 mm	OR-547-06			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom

119	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, dùng bên phải, kiểu số 1, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 mm	OR-548-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
120	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, dùng bên phải, kiểu số 2, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 mm	OR-548-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
121	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, dùng bên phải, kiểu số 3, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 mm	OR-548-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
122	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, dùng bên phải, kiểu số 4, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 mm	OR-548-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
123	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, dùng bên phải, kiểu số 5, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 mm	OR-548-05			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
124	Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. USA) đầu oval, dùng bên phải, kiểu số 6, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 mm	OR-548-06			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
125	Dụng cụ nạo xương Halle đầu oval, kiểu số 00, kích thước đầu 4,4 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 210 mm	OR-549-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
126	Dụng cụ nạo xương Halle đầu oval, kiểu số 0, kích thước đầu 5,2 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 210 mm	OR-549-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
127	Dụng cụ nạo xương Halle đầu oval, kiểu số 1, kích thước đầu 6,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 210 mm	OR-549-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
128	Dụng cụ nạo xương Daubenspeck đầu oval, kiểu số 0000, kích thước đầu 2,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm	OR-550-10			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
129	Dụng cụ nạo xương Daubenspeck đầu oval, kiểu số 000, kích thước đầu 3,6 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm	OR-550-20			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
130	Dụng cụ nạo xương Daubenspeck đầu oval, kiểu số 00, kích thước đầu 4,4 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm	OR-550-30			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
131	Dụng cụ nạo xương Daubenspeck đầu oval, kiểu số 0, kích thước đầu 5,2 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm	OR-550-40			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
132	Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu oval, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 125 mm	OR-552-13			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
133	Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu oval, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 145 mm	OR-552-14			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom

134	Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu oval, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-552-17			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
135	Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu, đầu tròn đường kính 6,5 mm, đầu oval kích thước 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 130 mm	OR-554-13			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
136	Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu, đầu tròn đường kính 9,0 mm, đầu oval kích thước 7,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm	OR-554-16			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
137	Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu, đầu tròn đường kính 11,0 mm, đầu oval kích thước 9,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm	OR-554-20			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
138	Dụng cụ nạo xương hai đầu, đầu tròn đường kính 6,5 mm, đầu oval kích thước 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 210 mm	OR-556-21			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
139	Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu oval, kích thước đầu 3 x 5 mm / 5 x 10 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm	OR-557-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
140	Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu oval, kích thước đầu 4 x 7 mm / 6 x 12 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm	OR-557-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
141	Dụng cụ nạo xương Williger hai đầu oval, kiểu số 00/0, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm	OR-558-00			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
142	Dụng cụ nạo xương Williger hai đầu oval, kiểu số 0/1, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm	OR-558-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
143	Dụng cụ nạo xương Williger hai đầu oval, kiểu số 1/2, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm	OR-558-12			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
144	Dụng cụ nạo xương Williger hai đầu oval, kiểu số 00/00, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-559-00			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
145	Dụng cụ nạo xương Williger hai đầu oval, kiểu số 0/0, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-559-10			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
146	Dụng cụ nạo xương Williger hai đầu oval, kiểu số 1/1, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-559-11			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
147	Dụng cụ nạo xương hai đầu oval, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm	OR-561-16			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
148	Dụng cụ nạo xương Jansen hai đầu oval, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm	OR-563-16			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
149	Dụng cụ nạo xương Hemingway hai đầu oval, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-565-16			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom

150	Dụng cụ nạo xương Hemingway hai đầu oval, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-567-17			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
151	Dụng cụ nạo xương Hemingway hai đầu oval, kiểu số 0, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-569-00			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
152	Dụng cụ nạo xương Hemingway hai đầu oval, kiểu số 1, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-569-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
153	Dụng cụ nạo xương Hemingway hai đầu oval, kiểu số 2, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-569-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
154	Dụng cụ nạo xương Hemingway hai đầu oval, kiểu số 3, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-569-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
155	Dụng cụ nạo xương Hemingway hai đầu oval, kiểu số 4, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-569-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
156	Dụng cụ nạo xương Lucas đầu nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 180 mm	OR-571-18			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
157	Dụng cụ nạo xương Lucas đầu nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm	OR-573-18			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
158	Dụng cụ nạo xương Kerpel đầu oval, nạo bên trái, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 145 mm	OR-575-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
159	Dụng cụ nạo xương Kerpel đầu oval, nạo bên trái, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 145 mm	OR-575-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
160	Dụng cụ nạo xương Kerpel đầu oval, nạo bên phải, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 145 mm	OR-577-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
161	Dụng cụ nạo xương Kerpel đầu oval, nạo bên phải, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 145 mm	OR-577-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
162	Dụng cụ nạo xương Molt thẳng, kiểu số 1, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-580-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
163	Dụng cụ nạo xương Molt thẳng, kiểu số 2, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-580-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
164	Dụng cụ nạo xương Molt thẳng, kiểu số 3, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-580-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
165	Dụng cụ nạo xương Molt cong trái, kiểu số 5, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-580-05			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
166	Dụng cụ nạo xương Molt cong phải, kiểu số 6, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	OR-580-06			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
167	Dụng cụ nạo xương Molt cán tròn, thẳng, hai đầu, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm	OR-582-24			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom

179	Dụng cụ nạo xoang Halle dễ uốn, kiểu số 1, kích thước đầu 4,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 210 mm	RH-643-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
180	Dụng cụ nạo xoang Halle dễ uốn, kiểu số 2, kích thước đầu 5,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 210 mm	RH-643-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
181	Dụng cụ nạo xoang Halle dễ uốn, kiểu số 3, kích thước đầu 6,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 210 mm	RH-643-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
182	Dụng cụ nạo xoang thẳng, đầu oval, kích thước đầu 7 x 11 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm	RH-645-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
183	Dụng cụ nạo xoang thẳng, đầu oval, kích thước đầu 8 x 11 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm	RH-645-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
184	Dụng cụ nạo xoang thẳng, đầu oval, kích thước đầu 9 x 13 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm	RH-645-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
185	Dụng cụ nạo xoang thẳng, đầu tròn, đường kính đầu 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm	RH-647-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
186	Dụng cụ nạo xoang thẳng, đầu dài nhỏ, kích thước đầu 1,5 x 6 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm	RH-647-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
187	Dụng cụ nạo xoang thẳng, đầu dài nhỏ, kích thước đầu 3 x 9 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm	RH-647-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
188	Dụng cụ nạo xoang gấp góc, cắt về phía trước, kích thước đầu 7 x 10 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm	RH-649-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
189	Dụng cụ nạo xoang gấp góc, cắt về phía sau, kích thước đầu 7 x 10 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm	RH-649-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
190	Dụng cụ nạo xoang Faulkner hai đầu, kích thước 6 mm - 9 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 210 mm	RH-839-21			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
191	Dụng cụ nạo xoang Coakley cong nhẹ, kích thước đầu 6 x 9 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	RH-841-01			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
192	Dụng cụ nạo xoang Coakley cong nhiều, kích thước đầu 6 x 9 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	RH-841-02			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
193	Dụng cụ nạo xoang Coakley gấp góc, kích thước đầu 6 x 9 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	RH-841-03			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
194	Dụng cụ nạo xoang Coakley cong nhẹ, kích thước đầu 5 x 7 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	RH-841-04			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
195	Dụng cụ nạo xoang Coakley cong nhiều, kích thước đầu 5 x 7 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	RH-841-05			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
196	Dụng cụ nạo xoang Coakley đầu tam giác, chiều rộng đầu 6 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm	RH-841-06			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom

197	Dụng cụ nạo xoang trán Kuhn-Bolger gấp góc 55°, kích thước đầu 3 x 5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm	RH-849-55			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom
198	Dụng cụ nạo xoang trán Kuhn-Bolger gấp góc 90°, kích thước đầu 3 x 5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm	RH-849-90			SURTEX INSTRUMENTS LTD	Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST	United Kingdom