

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

GIƯỜNG SƠ SINH

Hãng sản xuất: HEBEI VANRY

Nước sản xuất: Trung Quốc

MODEL: D-3

Khi đặt em bé vào nôi di chuyển lưu ý khi dùng để ý khoá bánh tránh trường hợp trôi xe
Khi điều chỉnh độ nghiêng nôi em bé ấn giữ nút khoá hai bên nôi để điều chỉnh góc nghiêng của nôi



Đặng Tuấn Dũng